

stoma®-silk nicht resorbierbares, polyfiles, natürliches Nahtmaterial aus dem Gespinnst der Seidenraupe (Faden schwarz)

<p>● GR 19 4203.01 3-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, z.B. Nähte im stärkeren Gewebe, Weisheitszähne</p>	<p>● GR 19 4204.01 4-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, z.B. Nähte im stärkeren Gewebe, Weisheitszähne</p>	<p>● HR 12 4244.01 4-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, Gingivektomie, Wurzelspitzenresektion und bei der Kinderbehandlung</p>	<p>● HR 17 4253.01 3-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, Gingivektomie, Wurzelspitzenresektion und für festes Gewebe, z.B. Gaumen</p>
<p>● HR 17 4254.01 4-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, Gingivektomie, Wurzelspitzenresektion und für festes Gewebe, z.B. Gaumen</p>	<p>● HR 22 4233.01 3-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, Gingivektomie, Wurzelspitzenresektion</p>	<p>◊ HRT 17 4293.01 3-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, z.B. Weisheitszähne, Reihenextraktionen</p>	<p>◊ HRT 17 4294.01 4-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, z.B. Weisheitszähne, Reihenextraktionen</p>
<p>▼ HS 18 4222.01 2-0 Länge: 45cm</p> <p>für festes Gewebe, z.B. Gaumen</p>	<p>▼ HS 18 4223.01 3-0 Länge: 45cm</p> <p>für festes Gewebe, z.B. Gaumen</p>	<p>▼ HS 18 4224.01 4-0 Länge: 45cm</p> <p>für festes Gewebe, z.B. Gaumen</p>	<p>▼ HS 23 4163.01 3-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen</p>
<p>▼ DS 18 4263.01 3-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, z.B. Weisheitszähne</p>			

stoma®-fil nicht resorbierbares, polyfiles, synthetisches Geflecht aus Polyesterfasern (Faden grün)

<p>● HR 17 4253.21 3-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, Gingivektomie, Wurzelspitzenresektion und für festes Gewebe, z.B. Gaumen</p>	<p>● HR 22 4233.21 3-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, Gingivektomie, Wurzelspitzenresektion</p>	<p>◊ HRT 17 4293.21 3-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, z.B. Weisheitszähne, Reihenextraktionen</p>
<p>◊ HRT 17 4294.21 4-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, z.B. Weisheitszähne, Reihenextraktionen</p>	<p>▼ HS 18 4224.21 4-0 Länge: 45cm</p> <p>für festes Gewebe, z.B. Gaumen</p>	

Nadelform

G = gerade

H = 1/2-kreisförmig

D = 3/8-kreisförmig

B = biradial

Nadelquerschnitt

R = Rundkörper

S = schneidend

O = oval

spezielle Ausführung

T = Trokarspitze

S = schlanke Spitze

M = Mikrospitze

Nadel- / Bogenlänge (mm)

H R T 17

stoma®-PTFE black nicht resorbierbarer Faden, hohe Biokompatibilität (Faden weiß)

<p>● HOT 16 4123.63 3-0 Länge: 55cm</p> <p>z.B. für horizontale Inzisionen bei Knochentransplantationen im ästhetischen Bereich</p>	<p>● HOT 16 4125.63 5-0 Länge: 55cm</p> <p>für alle Positionierungsnähte im sichtbaren Bereich sowie für die Weichgewebechirurgie</p>	<p>● HOT 13 4116.63 6-0 Länge: 55cm</p> <p>für alle Positionierungsnähte im sichtbaren Bereich sowie für die Weichgewebechirurgie</p>
--	--	--

Ob telefonisch, per Fax, per E-Mail oder persönlich - für Bestellung und Beratung erreichen Sie uns unter:
Stoma Dentalsysteme GmbH & Co KG • Emminger Str. 39 • 78576 Emmingen-Liptingen
Tel 07465 9260-10 • Fax 07465 9260-50 • vertrieb@stoma.de • www.stoma.de

stoma®-supramid

nicht resorbierbarer, synthetischer Faden aus „Polyamid 6“ (Faden schwarz)

<p>● GR 19 4204.11 4-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, z.B. Nähte im stärkeren Gewebe, Weisheitszähne</p>	<p>● HR 17 4254.11 4-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, Gingivektomie, Wurzelspitzenresektion und für festes Gewebe, z.B. Gaumen</p>	<p>● HR 22 4234.11 4-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, Gingivektomie, Wurzelspitzenresektion</p>	<p>▽ HRT 17 4293.11 3-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, z.B. Weisheitszähne, Reihenextraktionen</p>
<p>▽ HRT 17 4294.11 4-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, z.B. Weisheitszähne, Reihenextraktionen</p>	<p>▽ HS 12 4184.11 4-0 Länge: 45cm</p> <p>für festes Gewebe, z.B. Gaumen</p>	<p>▽ HS 12 4185.11 5-0 Länge: 45cm</p> <p>für festes Gewebe, z.B. Gaumen</p>	<p>▽ HS 18 4223.11 3-0 Länge: 45cm</p> <p>für festes Gewebe, z.B. Gaumen</p>
<p>▽ HS 18 4224.11 4-0 Länge: 45cm</p> <p>für festes Gewebe, z.B. Gaumen</p> <p>4224.16 4-0 75cm</p>	<p>▽ HS 23 4163.11 3-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen</p>	<p>▽ DSS 13 4285.11 5-0 Länge: 45cm</p> <p>Lappenoperationen (für sehr feines Gewebe)</p>	<p>▽ DSS 16 4355.11 5-0 Länge: 45cm</p> <p>Lappenoperationen (für sehr feines Gewebe)</p>

stoma®-medilene®

nicht resorbierbarer, monofiler Faden aus Polyvinylidendifluorid (Faden blau)

<p>▽ DSM 10 4276.41 6-0 Länge: 45cm</p> <p>Mikrochirurgie (für sehr feines Gewebe)</p>	<p>▽ DSM 13 4346.41 6-0 Länge: 45cm</p> <p>Frontzahnbereich interdental, Mukogingivalbereich, Adaption der Papille und Lappen-OP</p>	<p>▽ DSM 16 4326.41 6-0 Länge: 45cm</p> <p>Frontzahnbereich interdental, Mukogingivalbereich, Adaption der Papille</p>	<p>▽ DSM 19 4335.41 5-0 Länge: 45cm</p> <p>Anwendung im Molarenbereich, ermöglicht interdental ein besseres Durchkommen</p>
---	---	---	--

stoma®-pga

resorbierbares polyfiles, synthetisches Nahtmaterial aus Polyglykolsäure (PGA) (Faden violett)

<p>● HR 17 4254.31 4-0 Länge: 45cm</p> <p>nach Extraktionen, Gingivektomie, Wurzelspitzenresektion und für festes Gewebe, z.B. Gaumen</p>	<p>▽ DSM 10 4277.31 7-0 Länge: 45cm</p> <p>Für schichtweises Vernähen, zur Stabilisierung von Bindegewebstransplantaten</p>	<p>▽ DSM 11 4316.31 6-0 Länge: 45cm</p> <p>für schichtweises Vernähen und eine schnelle Resorption</p>	<p>▽ DSM 24-8 4387.31 7-0 Länge: 45cm</p> <p>Zur Befestigung von Bindegewebstransplantaten bzw. spannungsfreien Lappen</p>
--	--	---	---


stoma®-pga rapid

schnell resorbierbares, polyfiles, synthetisches Nahtmaterial aus Polyglykolsäure (PGA) (Faden weiß)


<p>▽ DSM 11 4316.51 6-0 Länge: 45cm</p> <p>für schichtweises Vernähen und eine schnelle Resorption</p>

Primäre Aufgabe des Nahtmaterials ist es, die genähten Strukturen in der Phase der Wundheilung ausreichend vor einwirkenden Kräften zu schützen.


Man unterscheidet zwischen monofilament, polyfilament und pseudomonofilament Faden:



monofil



polyfil



pseudomonofil

Hinweis:

Abbildungen im Maßstab 1:1

Bei allen Angaben zu den Anwendungsgebieten handelt es sich um Beispielanwendungen.

Ob telefonisch, per Fax, per E-Mail oder persönlich - für Bestellung und Beratung erreichen Sie uns unter:

Stoma Dentalsysteme GmbH & Co KG • Emminger Str. 39 • 78576 Emmingen-Liptingen

Tel 07465 9260-10 • Fax 07465 9260-50 • vertrieb@stoma.de • www.stoma.de